



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Eumedica - Cavigliera Aso

Codice di riferimento: MS200

Marca: EUMEDICA

Prezzo: 73.99€

Riferimento	Variante	Prezzo
MS200-Nero-XS	Nero, XS	73.99€
MS200-Nero-S	Nero, S	73.99€
MS200-Nero-L	L, Nero	73.99€
MS200-Nero-XL	Nero, XL	73.99€
MS200-Nero-XXL	Nero, XXL	73.99€
MS200-Nero-M	M, Nero	73.99€

CARATTERISTICHE:

Cavigliera funzionale. Tessuto di supporto in speciale tessuto di nylon rinforzato. Lacci stabilizzatori per sostenere i legamenti e bloccare il tallone. Chiusura a lacci. Linguetta in materiale a cellule chiuse, traforato. Stecche amovibili in materiale plastico. Modello: ambidestro. Disponibile anche MS200B - Colore Bianco.

INDICAZIONI:

trattamento delle lesioni acute dei legamenti della caviglia, (distorsioni di tutti i gradi di gravità) prevenzione delle distorsioni e delle recidive dopo una precedente distorsione; instabilità cronica della caviglia
- alternativa al taping tradizionale nello sport.

MARCA E MODELLO:

EUMEDICA - Codice Prodotto MS200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

TAGLIE: (Vedi Immagine)

TABELLA MISURE CAVIGLIERA ASO



Misura	XS	S	M	L	XL	XXL
	Cm 25,5-28	Cm 28,5-30,5	Cm 31-33	Cm 33,5-35,5	Cm 36-38	Cm 38,5-40,5

 **Acquista subito**