



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Eumedica - Cuscinetto In Oleogel - Pressure Sensitive Sheet Senza Supporto Telato

Codice di riferimento: S010QF

Marca: EUMEDICA

Prezzo: 26.47€

CARATTERISTICHE:

CUSCINETTO IN OLEOGEL senza SUPPORTO ADESIVO TELATO, in gel polimerico ritagliabile nelle forme e misure desiderate, in modo da adattarsi ed aderire a tutte le salienze anatomiche, il gel va a diretto contatto con la cute. Dimesioni 10x10 cm.

MARCA E MODELLO:

EUMEDICA - Codice Prodotto S010QF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**