



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## **Eumedica - Supporto Avambraccio Push Sports**

**Codice di riferimento:** P4701SA

**Marca:** EUMEDICA

**Prezzo:** 40.2€

### **CARATTERISTICHE:**

Il tutore per gomito Push Sports è la soluzione ideale in caso di gomito del tennista o gomito del golfista, quando, a causa di un'intensa sollecitazione improvvisa, l'inserzione dei tendini dei muscoli dell'avambraccio sul gomito viene sovraccaricata e diventa dolente. Mediante una pelotta, il tutore per gomito esercita una pressione sui muscoli dell'avambraccio interessati, con conseguente decompressione dell'inserzione tendinea colpita. La pressione si crea progressivamente grazie al materiale elastico della pelotta e ad una piccola parte elastica presente sulla fascia. In questo modo, il dolore viene ridotto ed è possibile riprendere in piena sicurezza l'attività sportiva.

### **INDICAZIONI:**

In caso di "gomito del tennista" (epicondilit): un trauma causato dal sovraccarico degli estensori del polso con inserzione sul lato esterno del gomito, In caso di "gomito del golfista" (epitrocleite): un trauma causato dal sovraccarico dei flessori del polso con inserzione sul lato interno del gomito.

### **MARCA E MODELLO:**

EUMEDICA - Codice Prodotto P4701SA

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

**Obiettivo Salute S.n.c.**

Viale Duca degli Abruzzi 121

Brescia

P.IVA 03219400987

 **Acquista subito**

---