



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Eumedica - Supporto Rotuleo Push Sports

Codice di riferimento: P4302PA

Marca: EUMEDICA

Prezzo: 34.99€

CARATTERISTICHE:

Il dolore attorno alla rotula o in corrispondenza dell'inserzione del tendine rotuleo, causato da progressivo sovraccarico, viene ridotto grazie allo stabilizzatore di rotula Push Sports. La pelotta elastica comprime il tendine rotuleo, fornendo un efficace sostegno alla patella. Lo stabilizzatore di rotula comprime il tendine rotuleo esattamente sotto la patella, creando una leggera inclinazione con conseguente sollievo della cartilagine sul lato posteriore della patella. Ad ogni passo, il tutore esercita una compressione sul tendine rotuleo, che consente un buon dosaggio della pressione. Il grado di compressione può essere regolato in base alle esigenze di chi lo utilizza, modificando la tensione della fascia. Lo stabilizzatore di rotula aiuta chi lo indossa a riprendere a praticare sport senza dolore.

INDICAZIONI:

In caso di infiammazione del tendine rotuleo, in caso di ginocchio del saltatore, un trauma da sovraccarico del tendine rotuleo, in caso di morbo di Osgood-Schlatter: dolore nel punto di inserzione del tendine rotuleo sulla tibia, in presenza di sindrome femoro-rotulea: dolore localizzato intorno alla rotula.

MARCA E MODELLO:

EUMEDICA - Codice Prodotto P4302PA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**
