



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Eumedica - Tutore Polso Push Care

Codice di riferimento: PC1101

Marca: EUMEDICA

Prezzo: 49.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
PC11012-II-DX	2°, Destro	49.5€
PC11012-III-DX	3°, Destro	49.5€
PC11012-IV-DX	4°, Destro	49.5€
PC11011-I-SX	1°, Sinistro	49.5€
PC11011-II-SX	2°, Sinistro	49.5€
PC11011-III-SX	3°, Sinistro	49.5€
PC11011-IV-SX	4°, Sinistro	49.5€
PC11012-I-DX	1°, Destro	49.5€

CARATTERISTICHE:

Compressione regolabile attorno al polso. Tessuto interno in microfibra Sympress confortevole, leggero e traspirante.

Migliora la sensazione di stabilità senza intralciare le attività quotidiane.

INDICAZIONI:

lievi distorsioni e instabilità del polso, strappi e tendiniti di grado lieve, forme iniziali di artrosi e artrite.


MARCA E MODELLO:

EUMEDICA - Codice Prodotto PC1101

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

TAGLIE: (Vedi Immagine)



Misure	1	2	3	4
	Cm 13-15	Cm 16-17	Cm 18-19	Cm 20-21

 **Acquista subito**