



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cavigliera ortopedica con supporto per tendine di Achille

Codice di riferimento: M 511

Marca: FGP

Prezzo: 85.26€

Riferimento	Variante	Prezzo
M 511-1°	1°	85.26€
M 511-2°	2°	85.26€
M 511-3°	3°	85.26€
M 511-4°	4°	85.26€
M 511-5°	5°	85.26€
M 511-6°	6°	85.26€

CARATTERISTICHE:

La cavigliera per il bendaggio del tendine di Achille è realizzata con un tessuto ergonomico e con un supporto prodotto in silicone.

APPLICAZIONI:

- In caso di infiammazioni acute e croniche del tendine di Achille

- Infiammazioni post-traumatiche e post-operatorie
- Achillodinia
- Borsite del tendine di Achille

DIMENSIONE E PESO:

I: 17-20 cm II: 20-22 cm III: 22-24 cm IV: 24-26 cm V: 26-28 cm VI: 28-30 cm

MARCA E MODELLO:

Fgp M 511

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Cavigliera per il tendine di Achille

