



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Adattatore per catetere aspirazione e tubi in silicone (Tobi/Supertobi)

Codice di riferimento: 28252

Marca: GIMA

Prezzo: 1.34€

Caratteristiche dell'adattatore

Adattatore per aspiratore chirurgico.

- Adattatore realizzato in plastica.
- Permette il collegamento tra i cateteri per aspirazione e il tubo in silicone.
- Ricambio per aspiratori chirurgici linea Tobi e Supertobi.

Colore

Bianco

Marca e modello

GIMA codice 28252

Contenuto della confezione

1 pezzo

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**