



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Adulti in silicone con valvola sovrappressione 60cm h2o 1700ml

Codice di riferimento: RN401

Marca: EASYRED

Prezzo: 87.1€

Palloni rianimatori in speciale SILICONE autoclavabile a 136°C. Disponibili nella versione adulti con volume di ventilazione di 1700ml, pediatrico con volume di ventilazione di 500ml e neonata-le con volume di ventilazione di 350ml. Tutti i modelli sono forniti di serie con la speciale valvola di sicurezza con limitatore di sovrappressione a 60cm H₂O per adulti e a 40cm H₂O

 **Acquista subito**