



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Aerosol a pistone portatile professionale HOSPYNEB

**Codice di riferimento:** LT139

**Marca:** KYARA

**Prezzo:** 463€

### Caratteristiche dell'aerosol HOSPYNEB

Apparecchio portatile professionale per aerosolterapia a pistone.

HOSPYNEB è un nebulizzatore professionale ideato per il trattamento di patologie che interessano le vie respiratorie attraverso l'aerosolterapia. Il macchinario presenta una struttura in metallo verniciato dotato di un compressore a pistone con al suo interno un filtro sostituibile ciclicamente per il filtraggio dell'aria. Oltre ad essere molto silenzioso e ultrarapido, HOSPYNEB ha la capacità di trasformare un farmaco o una soluzione fisiologica in particelle finissime. In questo modo, agevola l'inalazione del farmaco e consente a quest'ultimo di raggiungere con facilità le basse vie respiratorie, aumentando l'efficacia della terapia. Il macchinario non richiede alcuna manutenzione. Ideale sia per uso ospedaliero sia domiciliare.

### Accessori in dotazione

- Ampolla Sidesream®
- Forcella nasale
- Boccaglio
- Maschera per adulto e pediatrica
- Tubo collegamento aria
- Filtro Porex®
- Cavo di alimentazione

### Specifiche tecniche

- Pressione d'esercizio: 0 ÷ 0,95bar Pressione massima: 2,5 bar
  - Flusso d'aria: 15l/mn
  - Tensione: 230/240 V - 50Hz - (150Va)
  - Dimensioni: 19x17x28cm
  - Temp. ambientale di funzionamento: 10-40°C
  - Funzionamento continuo/alternato: continuo
  - Rumorosità a 1m: 55dB
  - Peso: 3,5kg
- 

### **Marca e modello**

KYARA LT139

### **Contenuto della confezione**

1 aerosol a pistone professionale

