



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Aerosol a ultrasuoni per bambini PINGOO

Codice di riferimento: 28117

Marca: GIMA

Prezzo: 82.96€

Caratteristiche dell'aerosol a ultrasuoni per bambini

Il nebulizzatore a ultrasuoni portatile PINGOO è adatto per eseguire i trattamenti di aerosolterapia nei bambini.

La sua leggerezza e le dimensioni ridotte permettono di tenere l'apparecchio sempre a portata di mano, in modo che i bambini che soffrono di asma, raffreddore, influenza o altre patologie respiratorie possano eseguire la terapia in qualunque luogo si trovino.

La qualità delle sue prestazioni permettono di ottenere particelle di dimensioni ottimali per consentire al bambino di inalare la giusta quantità di farmaco e fare in modo che il medicinale inalato raggiunga con maggiore facilità le vie aeree basse. Circa il 90% delle particelle generate dal modello Pingoo sono comprese nella gamma di dimensioni ottimali di 1,5 µ (micron).

Grazie alle innovative tecnologie elettroniche e il suo alto rendimento, il nebulizzatore risulta particolarmente silenzioso e consente trattamenti rapidi (inferiori ai 6 minuti) con un basso consumo di energia.

All'interno della confezione è presente un manuale d'uso in 8 lingue: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, arabo.

Accessori in dotazione

- Mascherina bambini
- Forcella nasale e boccaglio
- Tubo di raccordo
- Coppette farmaco
- Trasformatore (DC 220-240V - 12V DC)

- Borsa trasporto
- Manuale d'uso

Specifiche tecniche

- Alimentazione: 220-240 V 50/60 Hz
- Assorbimento: 10W
- Frequenza ultrasuoni: 2.5 MHz
- Tempo di nebulizzazione: 0.2-0.7 ml/min dipendente dalla densità del medicinale
- Capacità vaschetta: max 4.5 ml
- Spegnimento automatico
- Dimensioni particelle: 5 µ (microns) media
- 3 livelli di flusso programmabili
- Rumorosità: < 40 db

Marca e modello

GIMA codice 28117

Contenuto della confezione

1 pezzo

