



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Aerosol a pistone Compact Ca-Mi

Codice di riferimento: REF RE 300200

Marca: CA-MI

Prezzo: 78.2€

CARATTERISTICHE:

Apparecchio per aerosol dotato di compressore a pistone. Garantisce sicurezza e affidabilità nell'utilizzo. Inoltre la maniglia ne consente un comodo trasporto.

APPLICAZIONI:

Per la cura di tosse secca, sinusite e sintomi da raffreddamento.

MARCA E MODELLO:

Ca-Mi Compact.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 230 V-50 Hz Potenza assorbita: 170 VA Pressione Massima: 3,0 bar Pressione Operativa: 1,3 bar 18,9 psi 130 Kpa Flusso Libero: 16 L/min Flusso Operativo: 5,2 L/min Rumorosità: 60 dB.

DIMENSIONI E PESO:

13,8x11,7x23,5 cm - 1,6 kg.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Maschera adulti e bambini con elastico Nebulizzatore Hi-Flo Boccaglio Forcella nasale Tubo Filtro.



Acquista subito