



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aerosol Professionale Air Therapy

Codice di riferimento: LT130

Marca: KYARA

Prezzo: 255.2€

CARATTERISTICHE:

Apparecchio professionale per aerosolterapia. Silenzioso, con struttura in ABS autoestinguente, pratico e semplice da utilizzare è stato studiato per terapie intensive in cliniche, ospedali, ambulatori e in ambito domiciliare. Produce una nebulizzazione finissima del medicinale che gli permette di raggiungere anche le basse vie respiratorie, aumentando l'efficacia del trattamento. Dotato di motore a pistone esente da manutenzione, con ampio vano per accessori e farmaci.

Parti di RICAMBIO

- Nebulizzatore
- Boccaglio
- Forcella nasale
- Maschera adulto
- Maschera bambino
- Filtro aria
- Tubo aria

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Motore: **pompa a pistone secco**
- Alimentazione: **230V/50Hz**
- Potenza assorbita: **184VA**
- Pressione Max: **2,5 bar**
- Pressione operativa: **0-1,3 bar**

- Flusso libero max: **16 l/mn**
 - Flusso operativo: **5,2 l/mn**
 - Rumorosità: **57dBA**
 - MMAD: **3,5 um**
-

Dimensioni: **L:25 P:19 H:16 cm**

Peso: **2,2kg**

MARCA E MODELLO:

KYARA LT130

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

