



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aerosolterapia Con Vano Porta Accessori

Codice di riferimento: LTK160

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 106.5€

CARATTERISTICHE:

Apparecchio per aerosolterapia, compressore a pistone con motore ad induzione. Alte prestazioni di nebulizzazione controllate grazie all'ampolla nebulizzatrice con sistema valvolare Fasterjet®, filtro ad aria, dimensioni contenute, vano porta accessori e vano porta cavo di alimentazione.

Accessori in DOTAZIONE

- 1 Ampolla Fasterjet®
- 1 Forcella nasale
- 1 Boccaglio con valvola
- 1 Maschera adulto
- 1 Maschera bambino
- 1 Tubo in PVC con raccordi
- 3 Filtri
- 2 Elastici per mascherine

Parti di RICAMBIO

- LTR140 Ampolla Fasterjet®
- LTR148 Forcella nasale
- LTR146 Boccaglio con valvola
- LTR142 Maschera adulto
- LTR144 Maschera bambino
- LTR236 Tubo in PVC con raccordi
- LTR239 3 Filtri

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Flusso d'aria **14 l/mn (libero) - 6 l/mn (operativo)**
- Pressione massima **36 Psi (250 KPa)**
- Pressione d'esercizio **15 Psi (90 KPa)**
- Capacità di medicazione **2 ÷ 16 ml**
- Flusso medio di nebulizzazione **0,55 ml/ mn**
- Nebulizzazione **<5 um 80%**
- Modo d'uso **continuo**
- Rumorosità **58 dBA**
- MMAD **2,92 µm**
- Classe di isolamento elettrico **II BF**
- Alimentazione **AC 230V, 50 Hz**

Dimensione **L:255 x P:180 x H:120 mm**

Peso **1,5 kg**

MARCA E MODELLO:

Mopedia - Codice Articolo LTK160

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

