



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aerosolterapia Professional

Codice di riferimento: LTK170

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 164.85€

CARATTERISTICHE:

Silenzioso, struttura in ABS, pratico e semplice da utilizzare, studiato per uso ambulatoriale e domiciliare. Ultrarapido e professionale, grazie al nebulizzatore Fasterjet® con sistema valvolare sincronizzato alla respirazione produce una nebulizzazione finissima del medicinale che gli permette di raggiungere anche le basse vie respiratorie, aumentando l'efficacia del trattamento controllando e ottimizzando l'apporto terapeutico del farmaco alle caratteristiche respiratorie del paziente. Filtra l'aria in aspirazione mediante filtro Porex® sostituibile.

Accessori in DOTAZIONE

- 1 Ampolla Fasterjet®
- 1 Boccaglio con valvola
- 1 Forcella nasale
- 1 Maschera adulto
- 1 Maschera bambino
- 1 Ricambio filtro Porex®
- 1 Tubo in PVC con raccordi
- 2 Elastici per mascherine

Parti di RICAMBIO

- LTR140 Ampolla Fasterjet®
- LTR148 Forcella nasale
- LTR146 Boccaglio con valvola
- LTR142 Maschera adulto
- LTR144 Maschera bambino
- LTR236 Tubo in PVC con raccordi

LTR123 Filtro Porex®

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Flusso d'aria **15 l/mn libero; 0 ÷ 6,8 l/mn operativo**
- Pressione massima **250 kPa /36 Psi**
- Pressione d'esercizio **0 ÷ 110 kPa**
- Flusso medio di nebulizzazione **min 0.60 ml con rubinetto chiuso**
- Modo d'uso **continuo**
- Capacità di medicazione **2 ÷ 16 ml**
- Nebulizzazione **< 5 µm 80%**
- Rumorosità **55 dBA**
- MMAD **2,7 µm**
- Temperatura uso **10°C ÷ 40°C**
- Alimentazione **AC 230V - 50Hz**

Dimensioni **L:357 x P:196 x H:185 mm**

Peso **2,5 kg**

MARCA E MODELLO:

Mopedia - Codice Articolo LTK170

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

