



— Retti 1/2 di cerchio
 — Semilunari 3/8 di cerchio ▲ Triangolari ▼ Reverse cutting
 — Agario 5/8 di cerchio ● Rotondi ▲ Trokar

Descrizione	Forma	Tipo	Aghi in acciaio al carbonio					Aghi in acciaio inossidabile							
			Cruna chiusa		Cruna a mollo			Cruna chiusa		Cruna a mollo					
			▲	●	▲	●	▲	▼	●	▲	▼	●	▲		
A					202					201				202	
B					204	304	404			203	303	403	704	804	904
BE					204					203			704		
C					206					205			705		
Kaiki					210	310				209	309		710	810	
G					212	312	412			211	311	411	712	812	912
OE					212					211			712		
Go					214	314	414			213	313	413	714	814	914
H					218	318									
Kivag					220										
L					222										
Ob					228					227			728		
Og					230					229			730		
Plusik					229b										
Herao					232					231					
Post marken					284					283					
E						320	420			319	419		820	920	
Mayo						326	423			325	424				
Neuwan						328				327			828		
Pb						332				331			832		
Pc						334				333			834		
Pd						336				335			836		
Pf						338				337					
Kul					343										
Pep					345										
Pep					347										
Schout							442					441			942

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Aghi Bottonuti Per Infusione

Codice di riferimento: 1464 L

Marca: INTERMED

Prezzo: 101.71€

Riferimento	Variante	Prezzo
1464 L	mm 1, Retti	101.71€
1464 LL	mm 60 - 80 - 80, Retti	101.71€
1465 LL	Curvi, mm 60 - 80 - 80	101.71€
1465 L	Curvi, mm 1	101.71€

CARATTERISTICHE:

Aghi impiegati per evitare la perforazione dei tessuti. Si utilizzano in prevalenza per entrare in cavita', in vasi o anche per valutare la pervieta' dei medesimi, senza dover iniettare nulla. Con raccordo olivare 2556 per tubo calibro Luer (L). Con raccordo Luer-Lock (LL).

MARCA E MODELLO:

ACUFIRM 146x

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

6 pezzi a confezione

TAGLIE:

Caratteristiche

1464 L
Retti - 0 mm - 1,2 - 1,5 - 2,0

1464 LL
Retti - L mm - 60 - 80 - 80

1465 L
Curvi - 0 mm - 1,2 - 1,5 - 2,0

1465 LL
Curvi - L mm - 60 - 80 - 80

