



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Airstrong tutore bivalva con imbottiture ad aria gonfiabili

Codice di riferimento: PR4-A1029

Marca: RO+TEN

Prezzo: 52.4€

È un dispositivo medico che consente un efficace controllo della prono-supinazione, permettendo un'ampia mobilità articolare in flessione-estensione. La funzione di supporto della caviglia è garantita da una compressione graduata. Grazie alle imbottiture gonfiabili l'adattamento all'anatomia specifica del paziente ed il comfort sono continuamente rinnovati. Le dimensioni contenute ne facilitano l'utilizzo nelle diverse fasi del recupero funzionale e nella ripresa dell'attività sportiva.

CARATTERISTICHE

- Imbottiture ad aria gonfiabili
- Struttura bivalva anatomicamente sagomata realizzata in materiale plastico leggero e resistente
- Facilmente adattabile alla larghezza del tallone grazie alla regolazione a velcro
- Facile da indossare grazie all'apertura completa

INDICAZIONI

- Trattamento funzionale dei traumi distorsivi di II grado
- Fase di recupero funzionale trattamento chirurgico/conservativo rotture legamentose (traumi distorsivi III grado)
- Recupero funzionale in postumi di fratture malleolari (trattate chirurgicamente/conservativamente)
- Prevenzione recidive durante attività sportiva.

taglia

universale - ambidestra

 **Acquista subito**