



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ALPAK - MANTELLA CERVICALE E SCHIENA A 3 TEMPERATURE

Codice di riferimento: LTK740

Marca: KYARA

Prezzo: 166.4€

CARATTERISTICHE:

Mantella termica con sistema di autospegnimento Il termoforo per cervicale e schiena fa parte della linea Alpak di Moretti, azienda leader nel campo dei dispositivi medici, ed è stato studiato appositamente per apportare calore alle zone del corpo con il quale viene messo a contatto, garantendo allo stesso tempo la massima sicurezza grazie al sistema di spegnimento automatico dopo 90 minuti di utilizzo. Il calore emanato da questo termoforo elettrico può essere regolato per mezzo di un comando digitale scegliendo tra i 3 livelli di temperatura disponibili: 50°C, 55°C o 60°C. Questo dispositivo di calore garantisce prestazioni di riscaldamento ottimali e in modo del tutto sicuro. Il cavo elettrico del termoforo a basso consumo energetico è facilmente rimovibile, permettendo così di pulire e di lavare la mantella sia a mano che in lavatrice ad una temperatura massima di 30°. Inoltre il tessuto extra morbido in cui è realizzato il termoforo cervicale è 100% poliestere e sono presenti due bottoni per regolare la vestibilità della mantella termica.

Livelli temperature

- Livello 1: 50°C
- Livello 2: 55°C
- Livello 3: 60°C
- Tolleranza \pm 5°C

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Autospegnimento dopo 90 minuti
- Basso consumo energetico

- Dimensioni (cm):60x90
- Tensione (V): 220-240 Potenza (W): 100

MARCA E MODELLO:

KYARA LTK740

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

