



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Altimetro digitale per bilancia pesaneonati

Codice di riferimento: 27264

Marca: GIMA

Prezzo: 261€

Caratteristiche dell'altimetro digitale per bilancia pesaneonati

Misuratore dell'altezza dei neonati con doppio funzionamento digitale e manuale.

Questo altimetro per neonati è molto leggero e semplice da maneggiare, rileva la lunghezza dei bambini compresa tra 35 e 80 cm con una precisione di 1 mm.

La doppia funzione di questo misuratore permette di usarlo manualmente rilevando direttamente dalla graduazione dell'altimetro il risultato della misurazione, oppure di usarlo digitalmente leggendo il risultato dal display.

0

Specifiche tecniche

- Intervallo di misurazione: dai 35 agli 80 cm
- Precisione: 1 mm

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**
