



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Ampolla universale per aerosol FASTERJET con valvola

Codice di riferimento: 28163

Marca: GIMA

Prezzo: 7.93€

Caratteristiche dell'ampolla per aerosol FASTERJET

L'ampolla per nebulizzatori FASTERJET, grazie alla valvola aspiratoria applicata sull'accessorio stesso, permette di somministrare qualsiasi farmaco in tempi estremamente rapidi riducendo al minimo la dispersione.

L'azione della valvola, limitando la perdita di medicinale, consente ad un'elevata quantità di particelle respirabili di raggiungere le vie aeree del paziente, assicurando un terapia veloce ed efficace.

L'ampolla è compatibile con tutti gli apparecchi per aerosol.

Compresa nella dotazione standard dei nebulizzatori Happyneb II Hospyneb.

Specifiche tecniche

- Capacità: 16 ml
- Tasso di neb.: 0,60 ml/min
- Volume respirabile: <5 µm 80 %
- Volume residuo: 0,8 ml
- DAMM (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa): 2,7 µm

Marca e modello

GIMA codice 28163

Contenuto della confezione

1 pezzo

