



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Ampolla per aerosol in policarbonato

Codice di riferimento: LTR100

Marca: KYARA

Prezzo: 5.09€

CARATTERISTICHE:

Ampolla di ricambio per aerosol realizzata in policarbonato. Il modello è universale, si adatta a qualsiasi dispositivo.

APPLICAZIONI:

Ricambio per dispositivi aerosol.

MARCA E MODELLO:

Kyara.

DIMENSIONI:

Ampolla universale.

 **Acquista subito**