



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Analizzatore Colesterolo Mission

Codice di riferimento: 23932

Marca: GIMA

Prezzo: 209.84€

CARATTERISTICHE:

Fornisce risultati affidabili e di elevata qualità per un test completo dei lipidi in 45 secondi.

Dispositivo 3in1 per un'analisi completa dei lipidi del colesterolo totale (CHOL), alta densità lipoproteine (HDL) e trigliceridi (TRIG).

Include inoltre dei test calcolati: bassa densità lipoproteine (LDL), rapporto CHOL/HDL e valutazione rischi cardiaci.

- **Affidabile:**

- può testare il sangue intero, il siero o il plasma
- ampio campo di ematocrito 0-50%
- piccola stampante (disponibile come optional, cod. 23929) per stampare immediatamente i risultati

- **Facile da utilizzare:**

- ampio schermo LCD per lettura facile
- strisce test con codifica colore per identificazione facilitata
- funziona con pile

Fornito con 5 lancette di sicurezza, 2 dispositivi di controllo, 4 batterie, borsa trasportabile e manuale (GB, IT). Manuale FR, ES, DE, PT disponibile sul sito.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, SE, FI, GR, CZ, RO, BG, RU, SA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Principio di rilevamento: Riflettanza di fotometria
- Tempo per risultato: 45 secondi - 2 minuti
- Memoria con data/ora: 200 risultati
- Tipo di test: Quantitativo
- Test: CHOL, HDL, TRIG
- Test calcolati: LDL, rapporto CHOL/HDL, rischio cardiaco
- Volume dei campioni:
 - Dispositivo 3 in 1 lipidi: 35 µL
 - CHOL Test individuale 10 µL
- Unità di misura: mg/dL o mmol/L
- Campo di misurazione
 - CHOL: 100-500 mg/dL (2.59-12.93 mmol/L)
 - HDL: 15-100 mg/dL (0.39-2.59 mmol/L)
 - TRIG: 45-650 mg/dL (0.51-7.34 mmol/L)
- Interfaccia PC trasferimento dati: mini USB
- Calibrazione: codice chip
- Lingua schermo: abbreviazioni inglesi
- Alimentazione: 4 batterie AAA o adattatore AC (Mini USB, 5V dc, 50 mA)
- Durata batteria: circa 1000 test
- Spegnimento automatico: 5 minuti
- Dimensioni: 137x79x26 mm (5,4" x 3,1" x 1,0")
- Dimensioni schermo: 50x50 mm (2,0" x 2,0")
- Peso senza batterie: 145 g (5,11 oz)

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 23932

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

