



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

APPARECCHIO PER ANALISI URINE GIMA

Codice di riferimento: 24046

Marca: GIMA

Prezzo: 406.9€

CARATTERISTICHE:

L'analizzatore di urine GIMA è uno strumento di alta precisione e elevata tecnologia utile a ispezionare clinicamente le urine.

Facile e rapido da utilizzare, fornisce risultati esatti e un'ottima ripetibilità.

• **Caratteristiche:**

- elevata luminosità e LED bianco garantiscono una buona stabilità del dato rilevato
- ampio schermo LCD
- facile interfaccia d'uso
- monitoraggio dell'intero processo di analisi
- funzione di trasmissione dei dati via Bluetooth

• **Applicazione:**

- controlli di screening
- malattie croniche, in particolare controlli di lungo termine dei pazienti nefrosici
- utile per l'utilizzo al domicilio del paziente
- dispositivo portatile, pratico per i medici in viaggio
- terminale di telemedicina

• **Parametri analizzati:**

Glucosio (GLU), Bilirubina (BIL), Peso specifico (SG), PH, Chetoni (KET), Sangue occulto (BLD), Proteine (PRO), Urobilinogeno (URO), Nitriti (NIT), Leucociti (LEU), Acido ascorbico (VC)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Funzionamento: Unica fase
- Lingue: Italiano e Inglese
- Display: 2.4" LCD, risoluzione: 320x240
- Memoria dati: 500 misurazioni
- Principio: Teoria delle prove tricolore RGB
- Interfaccia di comunicazione: Interfaccia Micro USB, comunicazione Bluetooth
- Ripetibilità: CV =1%
- Stabilità: CV =1%
- Modo di registrazione: LCD display, memoria dati flash-ROM
- Alimentazione:
 - Batteria al litio ricaricabile 3.7 V, 1.900 mAh inclusa
 - Host computer: DC 5 V, 1 A
 - Adattatore: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Campo del test: Vedere tabella nella foto
- Dimensione: 126x73.5xh 30 mm
- Peso: 0.18 kg

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 24046

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

