



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Appendiabiti ambulatoriale grigio

Codice di riferimento: 27987

Marca: GIMA

Prezzo: 136.9€

Caratteristiche dell'appendiabiti ambulatoriale grigio

Attaccapanni in acciaio solido e resistente, con portaombrelli integrato e sommità a 5 rami per reggere al meglio camici, cappotti e giacche.

Questo appendiabiti in acciaio ha un design moderno e a tratti industriale che gli permette di adattarsi agevolmente con tutti i tipi di arredamento sanitario, facendone un perfetto e utile complemento d'arredo per studi medici e ambulatori.

Facile da pulire e igienizzare, la superficie di questo appendino verticale è stata verniciata con polveri epossidiche.

Specifiche tecniche

- Materiale: acciaio
- Colore: grigio

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**

—