



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Apribocca Elicoidale

Codice di riferimento: CN-100.378

Marca: INTERMED

Prezzo: 8.1€

CARATTERISTICHE:

Apribocca elicoidale in nylon. Nella pratica impugnatura che ne permette una presasicura, e' ricavato uno scomparto per l'eventuale inserimento del rianimatore bocca/bocca vento. Dimensioni 138 x 37,5 mm.

MARCA E MODELLO:

INTERMED CN-100.378

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**