



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Apribocca elicoidale Pinocchio - PVS

**Codice di riferimento:** CN-100378

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 8.54€

### Caratteristiche dell'apribocca elicoidale

Apribocca elicoidale Pinocchio in nylon.

L'apribocca è utilizzato per allentare la contrattura dei muscoli facciali durante gli interventi di primo soccorso. Questo pratico apribocca è dotato di una comoda impugnatura per assicurare una presa salda e sicura. Nella stessa impugnatura, è presente un piccolo scomparto in cui è possibile inserire, nel caso in cui vi sia la necessità, il rianimatore bocca a bocca monouso Vento.

### Colore

Verde

### Marca e modello

INTERMED CN-100378

### Contenuto della confezione

Ordine minimo: 2 pezzi

 **Acquista subito**