



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Archetto con olive di ricambio per fonendoscopi e sfigmomanometri

Codice di riferimento: DR110

Marca: LOGIKO

Prezzo: 4.76€

Caratteristiche dell'archetto con olive di ricambio per fonendoscopi e sfigmomanometri

Pratico archetto per fonendoscopio e sfigmomanometro, con un design unisex sobrio ed elegante, facile da usare e comodo da tenere indossato al collo nei momenti di non utilizzo.

Questo arco per fonendoscopi è robusto e resistente e presenta due olive in plastica che fanno da conduttore per le onde sonore e sono facili da indossare, non irritano le orecchie e sono facilmente igienizzabili.

Specifiche tecniche

- Colore: bianco e grigio

Marca

Logiko

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**