



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Armadietto 1/P alleg. 2 modello base completo

Codice di riferimento: PS510

Marca: EASYRED

Prezzo: 44.41€

Caratteristiche dell'armadietto 1/P alleg. 2 modello base completo

Armadietto da soccorso sanitario con 2 ripiani interni che delineano 3 comodi ripiani di diverse altezze in cui sono sistemati i prodotti da pronto soccorso.

L'armadietto da pronto soccorso ha uno sportellino unico con chiusura a scatto, facile da aprire e chiudere.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 37 x 22 x 14 cm
- Peso: 2,1 kg
- Materiale: RC
- Colore: bianco

Contenuto della confezione

- 1 benda di garza da 3,5 m x 10 cm
- 3 buste di compressa garza sterile 10 x 10 cm
- 1 busta compressa garza sterile 18 x 40 cm
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 confezioni di cotone idrofilo
- 1 sacca di soluzione fisiologica sterile da 250 ml CE
- 1 rocchetto di cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm
- 1 paio di forbici taglia-bendaggi 14,5 cm DIN 58279

- 2 paia guanti sterili
 - 1 sacchetto per rifiuti sanitari 250 x 350 mm
 - 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC
 - 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
 - 1 pinza sterile
 - 1 laccio emostatico
 - Istruzioni da pronto soccorso multilingua
 - 1 copia del decreto Min 388 del 15 luglio 2003
-

Marca

Easyred

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

