



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Armadietto pronto soccorso "102/M" allegato 1 Mod. Base

Codice di riferimento: PS521

Marca: EASYRED

Prezzo: 143.23€

Caratteristiche dell'armadietto pronto soccorso

La cassetta medica di pronto soccorso aziendale è realizzata in metallo verniciato con polvere epossidica ed è dotata di 3 vani, 2 ripiani interni e serratura con chiave. L'armadietto è fornito con il contenuto minimo obbligatorio per il primo soccorso indicato per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori (allegato 1).

Contenuto dell'armadietto pronto soccorso:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera para schizzi
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante da 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 Buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 confezioni PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio forbici taglia bendaggi 14,5 cm DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari 250x350 mm

- 1 Termometro clinico CE con astuccio
- 1 Sfigmomanometro con fonendoscopio
- 1 Istruzioni MULTI LINGUA pronto soccorso

Il materiale sanitario è indicato per piccole aziende commerciali e automezzi di servizio.

Colore

Bianco

Specifiche tecniche

- Dimensioni esterne: 460 x 300 x 140 mm
- Peso completo: 7,50 kg

Marca e modello

EASYRED codice PS521

Contenuto della confezione

1 armadietto pronto soccorso allegato 1

