



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Armadietto pronto soccorso "102/P" allegato 1 Mod. Base

Codice di riferimento: PS512

Marca: EASYRED

Prezzo: 145.79€

Caratteristiche dell'armadietto pronto soccorso

Cassetta medica per pronto soccorso aziendale Allegato 1.

- Armadietto realizzato in RC a 2 ante.
- Dotato di 2 capienti ripiani interni per organizzare al meglio il materiale sanitario.
- Fornito con il contenuto sanitario obbligatorio (allegato 1) per le aziende del gruppo A e B con 3 o più dipendenti.
- Idoneo per assicurare un intervento rapido ed efficace in caso di emergenza.

Contenuto dell'armadietto pronto soccorso Allegato 1

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera para schizzi
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante da 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 Buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 confezioni PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio forbici taglia bendaggi 14,5 cm DIN 58279

- 3 Lacci emostatici
 - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
 - 2 Sacchetti per rifiuti sanitari 250x350 mm
 - 1 Termometro clinico CE con astuccio
 - 1 Sfigmomanometro con fonendoscopio
 - 1 Istruzioni MULTI LINGUA pronto soccorso
-

Colore

Bianco

Specifiche tecniche

- Dimensioni esterne: 450 x 375 x 130 mm
- Peso completo: 6,90 kg

Marca e modello

EASYRED codice PS512

Contenuto della confezione

1 armadietto pronto soccorso allegato 1

