



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Armadietto Allegato 1 Mod. Maggiorato Dm N.388 Del 15/07/03 E D.L.81 Del 09/04/08 Art.45- 805/M Completo

Codice di riferimento: PS526

Marca: EASYRED

Prezzo: 272.9€

CARATTERISTICHE:

Armadietto in acciaio al carbonio 805/M?, verniciato con polvere epossidica, colore bianco, tre ripiani in acciaio, un'anta dotata di tre vani porta accessori, serratura con chiave. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque per tre o più lavoratori. Contenuto maggiorato con prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici.

Contenuto "805/M"

- 1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03
- 3 confezioni di cotone idrofilo
- 1 flacone disinfettante ml 250
- 1 flacone acqua ossigenata ml 250
- 1 confezione di 100 cerotti assortiti
- 1 confezione di 100 cerotti 7x2cm
- 3 lacci emostatici
- 1 paio forbici tagliabendaggi cm14,5 DIN 58279
- 2 rocchetti cerotto adesivo metri 5x2,5cm
- 1 astuccio PIC 3 contenente:
 - 3 bustine sapone liquido
 - 3 bustine salviette disinfettanti PMC
 - 2 bustine salviette ammoniacale
- 10 buste da 25 compresse garza sterile cm10x10
- 6 buste compressa garza sterile cm18x40

4 teli triangolari TNT cm 96x96x136
1 benda elastica 7cm con fermabenda
2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 pacchetti da 10 fazzoletti in carta
2 confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
1 coperta isotermica oro/arg. cm160x210
1 confezione da 8 bende assortite
1 EMOCONTROL benda antiemorragica
1 astuccio benda tubolare elastica
5 sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350
1 mascherina con visiera paraschizzi
1 termometro clinico CE con astuccio
2 pinze sterili
1 PINOCCHIO+VENTO kit completo
3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 flaconi disinfettante da 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 sfigmomanometro con fonendoscopio
5 paia guanti sterili
3 bustine gel per ustioni gr. 3,5
1 manuale multilingua pronto soccorso

PIU' DI TRE PERSONE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni **L:40,2 x P:20,2 x H:58,2 cm**
Peso **12,9 kg**

MARCA E MODELLO:

EASYRED PS526

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

