



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Armadietto Dm N.388 Del 15/07/03 Allegato 1 Mod. Maggiorato - 605/M Completo

Codice di riferimento: PS525

Marca: EASYRED

Prezzo: 187.39€

CARATTERISTICHE:

Armadietto completo in METALLO ?605/M?, verniciato con polvere epossidica, colore bianco, anta portante, 6 vani, 4 ripiani interni, serratura con chiave. Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.

Contenuto "605/M":

- 1 copia Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03
- 5 paia di guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile cm10x10
- 2 buste compressa garza sterile cm18x40
- 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 2 confezioni di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 confezioni di 20 cerotti assortiti
- 1 paio forbici taglia bendaggi cm14,5 DIN 58279
- 2 rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari

1 termometro clinico CE con astuccio
1 sfigmomanometro con fonendoscopio
4 bende di garza da m 3,5x10 cm
1 astuccio PIC 3 contenente:
3 bustine sapone liquido
3 bustine salviette disinfettanti PMC
2 bustine salviette ammoniaca
1 PINOCCHIO + VENTO kit completo
1 coperta isotermica oro/arg. cm160x210
1 telo triangolare TNT cm 96x96x136
2 preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
2 bende elastiche m 4x6 cm DIN 61634
1 tampobenda sterile mm 80x100 DIN13151 M
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

PIU' DI 3 PERSONE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni **L:40,2 x P:20,2 x H:48,3 cm**
Peso **8,40 kg**

MARCA E MODELLO:

EASYRED PS525

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

