



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ARMADIETTO METALLICO

Codice di riferimento: 34143

Marca: GIMA

Prezzo: 197.64€

CARATTERISTICHE:

Fornito con 3 scomparti interni, supporto rimovibile da pavimento per bombola, 2 piccoli scomparti sul coperchio, chiusura con chiave.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Dimensioni: 402 x 582 x 202 mm • Peso: 12.9 kg Dotazione standard: • 3 Bustine sapone liquido • 3 Confezione salviettine antisettiche • 1 Flacone soluzione antisettica 250 ml • 3 Flacone soluzione antisettica 500 ml • 1 Flacone acqua ossigenata • 2 Confezione ammoniaca • 5 Guanti protettivi sterili, paio • 1 Conf. 100 cerotti assortiti Plastosan 7 x 2 cm • 1 Conf. 100 cerotti assortiti Plastosan 7 x 2 cm • 2 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m • 1 Benda elastica con clip 4.5 x 7 m • 1 Conf. 8 garze assortite • 1 Garza a rete tubolare • 10 Conf. compresse sterili 10 x 10 cm • 6 Conf. compresse sterili 18 x 40 cm • 3 Confezione cotone idrofilo • 1 Mascherina con visiera di protezione • 1 Paio di forbici da 14.5 cm • 2 Pinze sterili • 3 Laccio emostatico • 1 Sfigmomanometro + Stetoscopio • 2 Coperta sterile 40 x 60 cm • 2 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso • 1 Termometro digitale • 5 Sacco immondizia • 1 Libretto pronto soccorso multi lingue • 1 Libretto linee guida • 3 Soluzione irrigazione 500 ml • 4 Coperta triangolare 96 x 96 x 136 cm • 1 Coperta isoterma oro/argento 160 x 210 cm • 3 Bustina gel sterile per bruciature 3.5 g • 1 Benda compressiva per emocontrollo • 1 Apri bocca elicoidale

MARCA E MODELLO:

GIMA 34143

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**