



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ARMADIETTO METALLICO - vuoto

Codice di riferimento: 34145

Marca: GIMA

Prezzo: 140.3€

CARATTERISTICHE:

Fornito con 3 scomparti interni, supporto rimovibile da pavimento per bombola, 2 piccoli scomparti sul coperchio, chiusura con chiave.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Dimensioni: 402 x 582 x 202 mm • Peso: 12.9 kg

MARCA E MODELLO:

GIMA 34145

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**