



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Armadietto per pronto soccorso + kit PVS

Codice di riferimento: CN-100.323

Marca: INTERMED

Prezzo: 45.75€

Caratteristiche dell'armadietto per pronto soccorso

Questo armadietto per il pronto soccorso è realizzato in RC e presenta 2 comodi vani e 3 ripiani per disporre il contenuto sanitario in maniera ordinata e prestare una rapida assistenza in caso di emergenza. All'interno della cassetta è incluso il kit di primo soccorso obbligatorio per garantire la sicurezza sul lavoro in aziende con meno di 3 dipendenti non appartenenti al gruppo A. L'armadietto è comodo e pratico da usare anche in casa.

Il kit si compone di:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10%iodio PMC
- 1 Soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Confezioni di cotone idrofilo
- 1 Pinza sterile
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm.250x350
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Contenuto a norma dell'ALLEGATO 2 D.M. 388 del 15 luglio 2003(art. 1) G.U. 27 del 03 febbraio 2004D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45o

Specifiche tecniche

- Dimensioni 370 x 220 x 140 mm
- Peso: 2,1 Kg

Colore

Bianco

Marca e modello

INTERMED codice CN-100.323

