



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Armadietto per pronto soccorso completo di prodotti per la medicazione

**Codice di riferimento:** CN-100.320

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 165.92€

### Caratteristiche dell'armadietto per pronto soccorso completo di prodotti per la medicazione

Armadietto in metallo venduto con un set di prodotti da primo soccorso, conforme alle normative vigenti e indicato per essere tenuto in aziende con almeno 3 lavoratori e che fanno parte del gruppo A e B.

La struttura di questo armadio a sportellino da primo soccorso è in metallo verniciato con polvere epossidica e al suo interno i 2 ripiani dividono lo spazio in 3 aree in cui sono alloggiati i prodotti.

L'armadietto da soccorso sanitario Intermed misura 46x30x14 cm e ha un peso totale di 7,5 kg, si presenta di colore bianco ed è facile da aprire e chiudere.

### Specifiche tecniche

- Colore: bianco
- Dimensioni: 46 x 30 x 14 cm
- Peso: 7,5 kg

### Marca

Intermed

### Contenuto della confezione

- 5 paia di guanti sterili
- 1 sfigmomanometro Intermed con fonendoscopio
- 3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica sterile
- 2 buste compresse garze sterili cm 18 x 40
- 1 termometro digitale clinico
- 3 lacci per emostasi
- 2 rocchetti di cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm
- 1 copia del decreto ministeriale 388 del 15 luglio 2003
- 1 astuccio con benda tubolare elastica
- 1 paio di forbici taglia-bendaggio da 14,5 cm DIN 58279
- 10 buste compresse garze sterili 10 x 10 cm
- 2 pinze sterili
- 1 mascherina con visiera paraspruzzi
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 flaconi di disinfettante da 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 1 manuale monolingua da pronto soccorso
- 2 pacchi di ghiaccio istantaneo monouso Ice Pack
- 2 teli sterili da 40 x 60 cm DIN 13512-BR
- 2 scatole PLASTOSAN con 10 cerotti assortiti

### **Prodotto a marchiatura CE**

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

### **Altri modelli disponibili**

- [Armadietto "100/p" alleg. 2 mod. maggiorato](#)
- [Armadietto "102/p" alleg. 1 mod. base](#)
- [Armadietto pronto soccorso 103/m](#)

