



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Armadio in acciaio Inox

Codice di riferimento: 27917

Marca: GIMA

Prezzo: 3904€

Caratteristiche dell'armadio per ambulatorio

L'armadio che vi proponiamo è progettato per garantire igiene, sicurezza e resistenza in ambienti sanitari. La struttura è realizzata in acciaio Inox AISI 304, un materiale durevole perchè particolarmente resistente agli urti e alla corrosione, antimagnetico, di facile manutenzione e capace di garantire la massima igiene.

L'armadio presenta 2 ante con serratura (spessore 10/10). Al suo interno è possibile disporre 4 ripiani intermedi regolabili (8/10 inox). La base del mobile è dotata di 4 piedini regolabili ricoperti da uno zoccolo rimovibile in acciaio.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 100 x 48 x h 190 cm
- Peso: 130 kg
- Produzione italiana

Marca e modello

GIMA codice 27917

Contenuto della confezione

1 armadio

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

