



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Armadio 4 ante con vetrinetta

Codice di riferimento: MO121

Marca: SKEMA

Prezzo: 1449.3€

Caratteristiche dell'armadio 4 ante con vetrinetta

Mobile da ambulatorio capiente e robusto pensato per essere facilmente collocato in qualsiasi ambiente sanitario.

La parte inferiore del mobile è costituita da due ante chiudibili a chiave e realizzate in lamiera di acciaio verniciato, che impedisce di vederne il contenuto. La parte superiore invece è costituita da una vetrinetta a 2 ante con 2 ripiani in lamiera regolabili su cremagliera a seconda delle proprie necessità, con serratura di chiusura come nella parte inferiore.

Questo mobiletto poggia a terra con 4 piedini abbastanza lunghi da permettere di poter pulire facilmente sotto il mobile.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 75 x 38 cm
- Altezza: 169 cm
- Materiale: acciaio inox e vetro
- Colore: bianco

Marca

Skema

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**
