



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aspiratore Chirurgico - 16 Litri/Minuto

Codice di riferimento: LIFEMED 20

Marca: INTERMED

Prezzo: 266.08€

CARATTERISTICHE:

Alimentazione a rete elett. 220 V. A corredo con l'aspiratore:

vaso di aspirazione da 1000 cc;

sonda CH 20;

tubi in silicone trasparente Ø 6 x 10 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Funzionamento continuo Flusso MAX aspirazione 16 l/min Aspirazione massima 0,75 bar Peso 2,5 kg Capacità del vaso 1000 cc

MARCA E MODELLO:

INTERMED LIFEMED 20

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**