



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ASPIRATORE CHIRURGICO ASPEED 2 - 230V - pompa doppia

Codice di riferimento: 28281

Marca: GIMA

Prezzo: 321€

Apparecchio per aspirazione, funzionale, compatto, dal design moderno, esente da manutenzione e lubrificazione.

L'elettrocompressore è a pistone ad alte prestazioni di funzionamento e durata, dotato di protettore termico di sicurezza e di un vaso con valvola antireflusso che impedisce, durante l'utilizzo del sistema, che liquidi o secrezioni aspirate arrivino alla pompa aspirante danneggiandola.

Ottimo per l'uso ambulatoriale.

Fabbricato in Italia.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230 V-50/60 Hz
- Capacità del vaso: 1 l
- Alto vuoto: Flusso forte
- Flusso: 22 l/min
- Livello di vuoto regolabile: 0÷ -0.85 bar (0÷ -85 kPa)

- Peso: 3.2 kg
 - Materiale della struttura: plastica
 - Rumorosità: 55 dB
-

Dotazione standard

- Recipiente 1.000 cc autoclavabile in polycarbonato con valvola di sicurezza antireflusso
- Sacca monouso 1 l
- Filtro antibatterico 99% idrofobico
- Cannula sterile
- Regolatore manuale sterile
- Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabili
- Cavo alimentazione
- Manuale utente (GB, FR, IT, DE, ES)

