



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aspiratore chirurgico da 230V Aspeed x a pompa singola

Codice di riferimento: 28244

Marca: GIMA

Prezzo: 226.92€

Caratteristiche dell'aspiratore chirurgico da 230V Aspeed x a pompa singola

Macchinario da aspirazione chirurgica compatto e resistente, facile da usare e che non richiede manutenzione e/o lubrificazione.

Questo aspiratore medicale Aspeed a pompa singola ha un elettrocompressore a pistone termoprotetto molto sicuro che garantisce ottime performance anche a fronte di un uso intenso nel tempo. Per impedire che la pompa aspirante venga danneggiata da infiltrazioni di liquidi aspirati, è presente una valvola antireflusso nel vaso contenitore.

L'aspiratore chirurgico Gima ha dimensioni ridotte ed è adatto a un uso ambulatoriale nei più svariati campi.

Specifiche tecniche

- Materiale struttura: metallo
- Peso: 3,5 kg
- Capacità vaso: 1 litro
- Alimentazione: 230 V-50 Hz
- Flusso: 15 l/min
- Livello di vuoto regolabile: 0÷ -0.85 bar (0÷ -85 kPa)
- Alto vuoto: flusso debole
- Rumorosità: 55 dBA

Contenuto della confezione

- Manuale multilingue in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo
 - Cavo di alimentazione
 - Cannula sterile
 - Sacca monouso da 1 litro
 - Regolatore manuale sterile
 - Filtro antibatterico 99% idrofobico
 - Recipiente da 1.000 cc in policarbonato autoclavabile con valvola di sicurezza antireflusso
 - Set di tubi sterilizzabili in silicone atossico
-

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

