



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ASPIRATORE CHIRURGICO ASPEED 3 - pompa singola

Codice di riferimento: 28279

Marca: GIMA

Prezzo: 138.9€

CARATTERISTICHE:

ASPIRATORE ASPEED 3.0 16 l/min

Aspiratore portatile, compatto, affidabile, ideale per la piccola chirurgia.

Dispositivo medico elettrico a pistone a ciclo continuo.

Alto vuoto a basso flusso.

Non richiede né manutenzione, né lubrificazione.

Produzione italiana.

L'aspiratore Aspeed può essere utilizzato anche con il vaso da 2 litri (cod. 28294).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tensione di funzionamento: 230 V - 50 Hz
- Consumo energetico: max 140 VA
- Portata bottiglia: 1 l
- Alto vuoto: basso flusso
- Flusso d'aria: 16 l/min
- Livello di vuoto regolabile: 0÷ -0.65 bar (0÷ -65 kPa)
- Dimensioni: 300 x 170 x h 260 mm
- Peso: 2.3 kg
- Livello di rumore: 65 dBA
- Ciclo operativo: continuo

- Classe - Tipo: II - BF

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28279

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

