



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **ASPIRATORE CHIRURGICO CLINIC PLUS - 2 x 4 L - 230 V**

**Codice di riferimento:** 28196

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1018.6€

### **CARATTERISTICHE:**

Aspiratore ad alto flusso e ad alto vuoto ideale per uso ospedaliero.

Le pompe a stantuffo non necessitano di lubrificazione e manutenzione.

Dotato di filtro batterico al 99% idrofobico, indicatore di vuoto per il controllo dell'aspiratore e dei 2 vasi autoclavabili da 4 litri, realizzati in makrolon con graduazione a 400 ml e doppia valvola di sicurezza.

Disponibile a richiesta una linea di prodotti monouso da 2 o 3 litri.

Quattro rotelle antistatiche, due delle quali con freno, consentono una perfetta mobilità.

Manuale d'utenza disponibile in GB, FR, DE, IT, ES.

Fabbricato in Italia.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz (110 V su richiesta)
- Massima aspirazione: - 0.90 bar (675 mmHg)
- Ciclo operativo: continuo
- Flusso: 60 l/minuto
- Potenza: 230 VA
- Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 EEC.
- Produzione Italiana

### **MARCA E MODELLO:**

Gima - Codice 28196

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

---

1 Pezzo

