



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Aspiratore Chirurgico Da Tavolo Portatile - Aspimed 2.2 - 16 Lt/Minuto

**Codice di riferimento:** LTA260

**Marca:** LEM

**Prezzo:** 321.3€

### CARATTERISTICHE:

Aspiratore per piccola chirurgia, facilmente trasportabile, leggero e potente grazie al gruppo aspirazione a pistone. E' idoneo ad un utilizzo continuo. Particolarmente studiato per l'utilizzo domiciliare od in corsia ospedaliera, per l'uso in piccola chirurgia e per tracheotomia. Particolarmente adatto all'aspirazione di liquidi corporei come muco e catarro. Corpo in ABS autoestinguente con elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle vigenti normative di sicurezza europee. L'aspirazione può essere regolata con una manopola posta sul fronte dell'aspiratore e può essere controllata a mezzo del vacuometro di facile lettura. Il vaso in polycarbonato da 1 litro è dotato di valvola di troppo pieno ed è sterilizzabile in autoclave.

Accessori in DOTAZIONE

- 1 Vaso completo con coperchio vaso con galleggiante antitracimazione da 1000 cc
- 1 Filtro antibatterico
- 1 Tubo in silicone sterilizzabile
- 1 Raccordo per tubi

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Motore: **pompa a pistone a secco**

Alimentazione: **230v/50Hz**

Potenza assorbita: **184 VA**

Funzionamento: **continuo**

Vaso: **1000 cc**  
Flusso max aspirazione: **16 l/mn**  
Aspirazione max: **-0,75 bar**  
Alto vuoto - Basso flusso

---

Dimensioni: **L:36 x P:19 x H:21 cm**

Peso: **2,5 Kg**

**MARCA E MODELLO:**

LEM LTA260

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pezzo

