



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Aspiratore Chirurgico Da Tavolo Portatile - Aspimed 2.3 - 40 Lt/Minuto

**Codice di riferimento:** LTA270

**Marca:** LEM

**Prezzo:** 398.5€

### CARATTERISTICHE:

Aspiratore per piccola chirurgia, facilmente trasportabile, leggero e potente grazie al gruppo aspirazione a pistone. E' idoneo ad un utilizzo continuo. Particolarmente studiato per l'utilizzo domiciliare od in corsia ospedaliera, per l'uso in piccola chirurgia e per tracheotomia. Particolarmente adatto all'aspirazione di liquidi corporei come muco e catarro. Corpo in ABS autoestinguente con elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle vigenti normative di sicurezza europee. L'aspirazione può essere regolata con una manopola posta sul fronte dell'aspiratore e può essere controllata a mezzo del vacuometro di facile lettura. Il vaso in polycarbonato da 1 litro è dotato di valvola di troppo pieno ed è sterilizzabile in autoclave.

Accessori in DOTAZIONE

- 1 Vaso completo con coperchio vaso con galleggiante antitracimazione da 1000 cc
- 1 Filtro antibatterico
- 1 Tubo in silicone sterilizzabile
- 1 Raccordo per tubi

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Motore: **pompa a pistone a secco**

Alimentazione: **230v/50Hz**

Potenza assorbita: **110 VA**

Funzionamento: **continuo**

Vaso: **1000 cc**

Flusso max aspirazione: **40 l/mn**

Aspirazione max: **-0,80 bar**

Class. EN ISO 10079-1 **Alto vuoto - Alto flusso**

---

Dimensioni: **L:36 x P:19 x H:21 cm**

Peso: **3,6 Kg**

### **MARCA E MODELLO:**

LEM LTA270

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pezzo

