



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aspiratore chirurgico new aspiret

Codice di riferimento: RE 310001

Marca: CA-MI

Prezzo: 175.5€

NEW ASPIRET è un apparecchio ad alimentazione elettrica 230V~, da utilizzarsi per l'aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino di liquidi corporei (come ad esempio muco e catarro).

Apparecchio progettato per offrire facilità di trasporto e impiego non continuo.

L'apparecchio deve essere fatto riposare 40 minuti ogni 20 minuti di funzionamento.

Particolarmente adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post-operatori a domicilio.

Costruito con corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee di recente istituzione.

Fornito con vaso in policarbonato completo sterilizzabile con valvola di troppo pieno.

Dotato di regolatore di aspirazione e vuotometro posto sul pannello frontale.

Domande frequenti

A cosa serve l'aspiratore chirurgico new aspiret?

L'aspiratore chirurgico è un apparecchio elettronico in grado di aspirare liquidi corporei, come sangue, vomito e saliva, che ostruiscono le cavità del paziente o che impediscono la visione durante un intervento chirurgico.

Come funziona l'aspiratore chirurgico?

Il dispositivo medico chirurgico è composto da una manopola per regolare l'intensità dell'aspirazione e un vaso in polycarbonato che è possibile sterilizzare, dotato di valvola di troppo pieno. Una volta selezionata la cannula e introdotta nella cavità del paziente è possibile aspirare i liquidi che finiranno direttamente nel vaso raccoglitore.

Quanto costa l'aspiratore medico chirurgico?

Il costo dell'aspiratore medico chirurgico è di 105,00€. Il prezzo può variare in base a modifiche del prezzo di listino o promozioni attive sul nostro sito.

Posso acquistare con IVA agevolata?

Sì, se possiedi un certificato di disabilità puoi acquistare l'aspiratore chirurgico con l'IVA agevolata.

