



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aspiratore Chirurgico Professionale - Aspimed 1.9 - Vaso Da 1L - A Batteria Ricaricabile E Tensione Di Rete

Codice di riferimento: LTA420

Marca: KYARA

Prezzo: 883.9€

CARATTERISTICHE:

Accessori in DOTAZIONE

- 1 vaso di raccolta da 1000cc in policarbonato, autoclavabile con valvola di troppo pieno
- 1 sacca monouso da 1000cc
- 2 filtri antibatterici 99% idrofobico
- 1 cannula sterile monouso
- 1 regolatore di flusso manuale, sterile, monouso
- 1 set di tubi in silicone atossico sterilizzabile
- 1 alimentatore multi voltaggio
- 1 cavo con spina 12V
- 1 borsa con tracolla

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Class. EN ISO 10079-1: **alto vuoto - alto flusso**

Vaso: **da 1000cc**
Alimentatore multivoltaggio: **100 ÷ 240V ~ 50/60 Hz / 14Vdc 4,3A**
Batteria ricaricabile: **12 V 4Ah**
Vuoto max (regolabile): **0÷ -0,85 bar**
Portata aria: **30 l/mn**
Rumorosità: **61 dBA**
Uso continuo: 45 minuti di autonomia batteria

Dimensioni: **L:38 x P:13,5 x H:26 cm**

Peso: **4,6 Kg**

MARCA E MODELLO:

Kyara - Codice Articolo LTA420

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

