



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aspiratore chirurgico carrellato SUPER VEGA - 2 vasi da 2 l

Codice di riferimento: 28191

Marca: GIMA

Prezzo: 478.24€

Caratteristiche dell'aspiratore chirurgico SUPER VEGA

SUPER VEGA è un aspiratore chirurgico dotato di carrello con asta di supporto in acciaio verniciato e base a 5 razze utilizzato per l'aspirazione di liquidi corporei come sangue, muco e catarro. Il macchinario è pensato per assicurare la massima facilità d'uso, perciò dispone di un sistema di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, vuotometro, indicatore di aspirazione e un tubo in gomma siliconato. Inoltre, l'aspiratore chirurgico è fornito con 2 vasi da litri in polycarbonato. Dispositivo sterilizzabile in autoclave a 120°C.

Specifiche tecniche

- Misure: 32 x 30 x 99 cm
- Peso: 6,2 kg
- Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz, altre su richiesta
- Assorbimento: 116 VA
- Vuoto max: - 0,80 bar (600 mm/Hg)
- Potenza aspirazione: 40 lt aria al minuto
- Uso temporaneo: 120 on - 60 off
- Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) - Classe II, Tipo B - CE 93/42 EEC
- Manuale d'uso (GB, IT, FR, DE, ES)
- Produzione Italiana

Marca e modello

GIMA codice 28191

Contenuto della confezione

1 aspiratore chirurgico carrellato

Domande frequenti

Come funziona l'aspiratore chirurgico carrellato?

Il suo funzionamento è in linea generale simile a quello di una comune aspirapolvere. È dotato di un motore che crea un vuoto all'interno di un contenitore cui si collega un tubo di gomma. All'estremità del tubo si applica una cannula sterile che consente di utilizzare il macchinario. L'aspiratore chirurgico è dotato di un vaso sterilizzabile che raccoglie i liquidi durante l'utilizzo.

Che cos'è l'aspiratore chirurgico?

L'aspiratore chirurgico è un apparecchio elettronico che consente di aspirare i liquidi corporei come il sangue, il vomito e la saliva, che ostruiscono gli orifizi del paziente e impediscono la visione del campo chirurgico durante un intervento.

A cosa serve l'aspiratore chirurgico carrellato?

L'aspiratore è uno strumento di fondamentale importanza nelle operazioni di primo soccorso, quando sono presenti liquidi corporei che impediscono la respirazione del paziente. Nel caso dell'aspiratore chirurgico carrellato, il suo utilizzo è essenziale nelle sale operatorie per tenere libere le vie aeree durante gli interventi ed evitare possibili ostruzioni.

Quanto costa l'aspiratore chirurgico carrellato?

L'aspiratore chirurgico carrellato ha un costo di listino di 387,85€. Il prezzo include la struttura e i due vasi da 2 litri in policarbonato.

