



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Aspiratore chirurgico portatile Super Vega - 2 vasi x 2 l

**Codice di riferimento:** 28192

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 664.9€

### Caratteristiche dell'aspiratore chirurgico Super Vega

Super Vega è un macchinario elettrico portatile per l'aspirazione chirurgica nasale, orale e tracheale di fluidi corporei (catarro, muco, sangue...) che potrebbero ostruire gli orifizi dei pazienti. L'aspiratore chirurgico è montato su un carrello con interruttore a pedale, presenta una resistente struttura in acciaio verniciato ed è dotato di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione e di indicatore di aspirazione vuotometro.

L'apparecchio è fornito con i seguenti accessori:

- Due vasi in policarbonato da 2 l
- Tubo in gomma siliconata
- Cannula di aspirazione
- Manuale d'uso

### Specifiche tecniche

- Dimensioni: 32x30x99 cm
- Peso: 6,2 kg
- Alimentazione: 220-230V-50/60 Hz
- Assorbimento: 116 VA
- Vuoto max: - 0,80 bar (600 mm/Hg)
- Potenza aspirazione: 40 lt aria al minuto
- Uso temporaneo: 120 on - 60 off

## Applicazioni

Indicato per l'aspirazione nasale, orale, tracheale di liquidi corporei.

---

## Marca e modello

GIMA Super Vega (codice: 28192)

## Contenuto della confezione

1 pezzo -  **Acquista subito**