



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aspiratore chirurgico Super Vega 36 a batteria

Codice di riferimento: 28190

Marca: GIMA

Prezzo: 500.2€

Caratteristiche dell'aspiratore chirurgico Super Vega 36 a batteria

Aspiratore a batteria per ambulatori e ospedali, compatto e facile da spostare, non crea ingombro e ha un design moderno che ne permette una facile e agile igienizzazione.

Il vaso di cui è dotato questo aspiratore, con un litro di capacità per quanto riguarda il vaso in dotazione ma disponibile opzionale anche da 2 litri, è realizzato di un materiale infrangibile e affidabile, perfettamente autoclavabile a 120° C.

L'aspiratore Supervega 36 è un aspiratore a funzionamento continuo con un'autonomia di 40-45 minuti di lavoro a batteria, e può essere usato a 230V anche durante la ricarica della batteria.

Grazie alla valvola per il controllo del livello dei liquidi aspirati, Super Vega 36 evita che durante l'aspirazione ci siano traboccamenti.

Specifiche tecniche

- Portata: 36 litri al minuto
- Aspirazione massima: -0.75 bar (563 mm/Hg)
- Peso: 4,9 kg
- Normative: IEC 601-1 - Classe II Tipo B
- Paese di fabbricazione: Italia
- Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz
- Misure: 35 x 21 x 18 cm

Marca

Gima

Contenuto della confezione

- Cavo per ricarica batterie da auto
- Cavo per ricarica batterie standard
- Set di tubi in silicone
- Filtro antibatterico
- Vaso 1 litro
- Catetere da aspirazione
- Manuale d'uso multi lingua (GB, IT, FR, DE, ES)

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Aspiratore chirurgico NEW HOSPIVAC 400](#)
- [Aspiratore chirurgico NEW HOSPIVAC 400](#)
- [Aspiratore chirurgico new askir c30 con comando a pedale](#)

