



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aspiratore chirurgico a batteria SUPER VEGA - 16l/min

Codice di riferimento: 28243

Marca: GIMA

Prezzo: 451.4€

Caratteristiche dell'aspiratore chirurgico SUPER VEGA

Questo piccolo aspiratore chirurgico portatile presenta una struttura esterna in plastica ed è alimentato a batteria. L'apparecchio è realizzato per il funzionamento continuo ed è dotato di un sofisticato sistema elettronico che permette di osservare lo stato della batteria e allo stesso tempo utilizzare il dispositivo a 230 V. Ciò è possibile anche durante la ricarica della batteria.

L'aspiratore, oltre a godere di un'ottima autonomia, è fornito di un vaso infrangibile da 1 l (2 l opzionale) con valvola di troppo pieno.

Accessori in dotazione

- Vaso 1 litro - autoclavabile a 120° C
- Set tubi in silicone
- Catetere aspirazione
- Filtro antibatterico
- Cavo per ricarica batterie da rete
- Cavo per ricarica batterie da auto
- Manuale d'uso multi lingua (GB, IT, FR, DE, ES)

Specifiche tecniche

- Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz AC - 12 V DC
- Misure: 350 x 210 x 180 mm

- Peso: 4,9 kg
 - Aspirazione massima: -0.75 bar (563 mm/Hg)
 - Portata: 16 litri/min (28243) 36 litri/min (28190)
 - Autonomia circa: 40-45 minuti
 - Tempo di ricarica: 120-150 minuti
 - Normative: IEC 601-1 - Classe II Tipo B
 - Fabbricato in italia
-

Marca e modello

GIMA codice 28243

Altri modelli disponibili

- [Aspiratore chirurgico portatile SUPERVEGA EVO - 230 V](#)
- [ASPIRATORE CHIRURGICO DA TAVOLO PORTATILE - ASPIMED 2.3 - 40 LT/MINUTO](#)
- [Aspiratore chirurgico portatile SUPER TOBI - 230V / 50-60Hz](#)

